

**REF** 530NA16 MPS<sup>®</sup>3 Power Cord  
530CE16 MPS<sup>®</sup>3 Power Cord  
530IT16 Cavo di alimentazione MPS<sup>®</sup>3  
530SA16 MPS<sup>®</sup>3 Power Cord

#### DESCRIPTION:

530NA16 - 16 ft. length power cord with hospital grade NEMA5-15 plug and IEC320 C13 connection.

530CE16 - 15 ft. length power cord with hospital grade EU1-16P plug and IEC320 C13 connection.

530SA16 - 8.2 ft. length power cord with hospital grade UK2-15P plug and IEC60320 C13 connection.

#### DESCRIZIONE:

530IT16 - Cavo di alimentazione da 10 piedi (3 m) con spina IT1-10P di grado ospedaliero e connessione C13 IEC320.

#### INDICATION FOR USE

The MPS<sup>®</sup>3 Power Cord is indicated to be used to connect the MPS 3 console to a hospital-grade electrical outlet.

#### INDICAZIONI PER L'USO

Il cavo di alimentazione MPS 3 è destinato al

#### CONTRAINDICATION

This device is designed for use with the Quest MPS 3 console. Use with other systems is contraindicated. This device is not designed, sold, or intended for use except as indicated.

#### CONTROINDICAZIONE

Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato con la console MPS 3 di Quest. L'utilizzo con altri sistemi è controindicato. Questo dispositivo non è progettato, venduto o destinato a un uso diverso da quello indicato.

#### WARNINGS

- Read instructions carefully. The attending clinician is solely responsible for the setup and use of this device.
- For use with Quest's MPS3 console only. All claims void if used separately.
- The hospital-grade electrical outlet or appropriate hospital outlet should have proper grounding.

#### AVVERTENZE

- Leggere attentamente le istruzioni. Il medico curante è l'unico responsabile della configurazione e dell'utilizzo di questo dispositivo.
- Da utilizzare solo con la console MPS 3 di Quest. In caso di utilizzo separato, tutti i reclami sono da considerare nulli.
- La presa elettrica di tipo ospedaliero o la presa ospedaliera appropriata deve avere una messa a terra adeguata.

#### CAUTIONS:

- Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
- Observe all additional warnings and cautions contained in the following Instructions For Use.
- The MPS 3 console must be plugged into a hospital-grade electrical outlet or appropriate hospital outlet on an isolated circuit from the heart-lung machine.

#### AVVISI di ATTENZIONE

- Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo a medici o dietro presentazione di prescrizione medica.
- Attenersi a tutte le avvertenze e a tutti gli avvisi di attenzione aggiuntivi contenuti nelle seguenti Istruzioni per l'uso.
- La console MPS 3 deve essere collegata a una presa elettrica di tipo ospedaliero o a un'altra presa ospedaliera appropriata su un circuito isolato dalla macchina cuore-polmone.

#### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Install C13 plug end of cord into the MPS 3 power receptacle (on rear of unit) with cord facing toward the back of the unit.
2. Plug other end of power cord into a hospital-grade electrical outlet or appropriate hospital outlet.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Installare l'estremità con la spina C13 del cavo nella presa di alimentazione MPS 3 (sul retro dell'unità) con il cavo rivolto verso il retro dell'unità.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione a una presa elettrica di tipo ospedaliero o a una presa ospedaliera appropriata.